

Manual de instrucciones femSense Fertilidad



©SteadySense GmbH

Johann-Schreiner-Straße 3,

8074 Raaba-Grambach, Austria

Vérsion: 2.11

Fecha de emisión: 2026-02-24



Requiere NFC



Descripción de los símbolos



Fabricante



Punto Verde



Tipo BF



Información



Certificado CE



Producto de un solo uso



Requiere NFC



Consejos de seguridad



Productos sanitarios



No tirar a la basura doméstica



Fecha de expiración




Observe las instrucciones de funcionamiento eléctrico



Número de LOTE



Proteger del sol y del calor



Temperatura de almacenamiento



MR inseguro

Instrucciones de uso

Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones y las instrucciones de seguridad y cúmplalas. El uso o la eliminación inadecuados pueden ser perjudiciales para la salud y suponer riesgos para terceros.

¿Qué es femSense Fertilidad?

femSense Fertilidad es un dispositivo médico para la determinación de la fertilidad en mujeres en edad fértil. femSense Fertilidad consiste en un parche de medición de la temperatura que se puede llevar puesto, el parche femSense, y una aplicación correspondiente para smartphone que lo acompaña para iOS y Android.

El parche femSense es un dispositivo de un solo uso que se adhiere bajo la axila y se emplea durante el ciclo por un tiempo de hasta 7 días, registrando continuamente la temperatura corporal.

La aplicación femSense Fertilidad puede utilizarse para determinar la fertilidad y para el objetivo: embarazo. La aplicación femSense es un accesorio del parche femSense que sirve de interfaz de usuario para la visualización del estado de la fertilidad y coordina las acciones con el parche. La aplicación femSense puede utilizarse como diario menstrual sin parche. En la aplicación femSense, usted mismo puede elegir el modo de funcionamiento:

- En el modo **quedarse embarazada**, la aplicación le ofrece información sobre tu ciclo, sus días fértiles y si se puede detectar la ovulación y cuándo.
- En el modo de **rastreador de bicicletas**, la aplicación le ofrece información sobre su estado de fertilidad diario, le muestra los días de alta fertilidad y si se puede detectar la ovulación y cuándo.

El parche femSense es un producto no invasivo que sólo puede aplicarse sobre piel sana y basándose en las mediciones de la temperatura corporal proporciona información sobre los días fértiles de una mujer sin ningún propósito diagnóstico o terapéutico. femSense no muestra las mediciones de temperatura.

¿A quién está dirigido femSense Fertilidad?

femSense está dirigido a mujeres en edad fértil de 16 a 49 años que deseen tener hijos o que quieran hacer un seguimiento del estado de fertilidad de su ciclo menstrual.



femSense Fertilidad no es un método anticonceptivo y no protege contra las enfermedades de transmisión sexual.

Contraindicaciones

Bajo diversas indicaciones médicas, femSense no puede determinar de manera fiable la ovulación. Entre ellas se encuentran:

- Enfermedades graves, agudas o crónicas.
- Abuso de nicotina o alcohol
- Amenorrea
- Oligomenorrea (sangrado menstrual inusual)
- Síndrome de ovario poliquístico (SOP)
- Obesidad (IMC > 30)
- Hirsutismo
- Alergia conocida a los componentes de los parches cutáneos.
- Medicamentos que puedan influir sobre la temperatura corporal como efecto secundario
- Los tratamientos hormonales (por ejemplo, píldora anticonceptiva, inyección de hormonas, bobina de hormonas, etc.) pueden afectar a la temperatura corporal y, por tanto, a la fiabilidad de femSense.

Las condiciones de peso extremas pueden reducir la fiabilidad de femSense Fertilidad. Si no está segura de si femSense es adecuado para usted, hable con su médico antes de usar femSense.

Grupo de usuarios previsto

El grupo de usuarias de femSense son mujeres sanas en edad fértil. El modo Embarazo se recomienda a partir de los 18 años.

La usuaria debe ser capaz de leer y comprender las instrucciones de uso. La usuaria también debe ser capaz de seguir las instrucciones de la app femSense y actuar adecuadamente. Además, el usuario deberá estar familiarizado con las aplicaciones para teléfonos inteligentes y ser capaz de manejar un teléfono inteligente habilitado para NFC. Se recomienda tener experiencia con aplicaciones de teléfonos inteligentes, aunque no es obligatorio, para utilizar femSense correctamente.

La usuaria deberá tener ciclos menstruales regulares de una duración comprendida entre 21 y 35 días, con una desviación máxima de +/- 3 días.

No existen limitaciones en cuanto a la nacionalidad de la usuaria.

En general, no hay restricciones en cuanto al peso de la usuaria. Sin embargo, las condiciones extremas de peso pueden afectar negativamente a la precisión de femSense y causar además molestias, irritaciones cutáneas, no detección de la ovulación y daños en el sensor. A título orientativo, se recomienda un IMC (Índice de Masa Corporal) entre 18,5 y 30 para garantizar un funcionamiento correcto.

Protección de datos

La aplicación sólo recoge los datos absolutamente necesarios para su uso. Se cumplen los requisitos legales de protección de datos. El contenido y el programa en línea están sujetos a la Ley Federal Austriaca de Protección de Datos y al Reglamento General de Protección de Datos (DSGVO). Encontrará información más detallada sobre el tratamiento de datos personales en nuestra política de privacidad en <https://www.femsense.com/en/data-protection/>.

Contacto del responsable de protección de datos: gdp@steadysense.at



Instrucciones de seguridad

- El parche no debe aplicarse a seres vivos que no pertenezcan al grupo específico de usuarios de femSense Fertilidad (mujeres de 16 a 49 años).
- El parche es un producto desechable, utilícelo sólo una vez y durante no más de 7 días. En caso de reutilización, la fuerza adhesiva del parche ya no está garantizada y el parche puede desprenderse. Además, la reutilización puede causar irritación de la piel debido a la contaminación.
- No emplees el parche si estás enferma.
- Mantén el parche fuera del alcance de los niños, animales y personas discapacitadas.
- No aplicar el parche sobre heridas o quemaduras.
- No uses el parche si tienes alergia a los adhesivos.
- No dobles el parche o intentes abrirlo.
- No tomes baños largos o vayas a nadar mientras usas el parche
- No uses el parche si está dañado o contaminado.
- No aplique el parche si la superficie adhesiva ha sido contaminada.
- No intentes desmontar o abrir el parche.
- Cuando retires tu parche, al aplicar uno nuevo en el siguiente ciclo, colócalo debajo del otro brazo.
- femSense no interfiere con otros dispositivos electrónicos. femSense no se ve afectado en el uso normal.
- Para usuarios con marcapasos: Lleve el parche sólo en el lado del cuerpo alejado del corazón, ya que el smartphone puede interactuar con el marcapasos. Si no está seguro, pregunte a su médico.
- femSense puede reaccionar de forma imprevisible en combinación con campos magnéticos fuertes. Por favor, retire el parche antes de los exámenes de RM o TC.
- El parche es un pequeño dispositivo electrónico. Por lo tanto, por favor no lo tires a la basura doméstica normal
- No arrojes el parche al fuego, la batería podría explotar.
- No lleves el parche más tiempo del indicado en la App.
- Si el contacto del parche con la piel te hace sentir incómoda, retíralo inmediatamente.

- Usa el parche sólo bajo las condiciones ambientales detalladas.
- Guarda el parche en un lugar seco y protegido de la luz solar
- El uso del parche puede causar irritación local de la piel.
- El parche no debe estar expuesto permanentemente a un campo NFC.
- El aumento de la actividad del sistema inmunitario (por ejemplo, debido a la vacunación) puede favorecer las reacciones cutáneas a corto plazo en la zona donde se aplica el parche. Retire el parche inmediatamente si le resulta incómodo.
- Un IMC muy alto (>30) puede afectar a la precisión de femSense. También puede causar molestias, irritación de la piel, no detección de la ovulación y daños en el sensor.



Recomendaciones de uso

- femSense Fertilidad está destinado a la determinación de la fertilidad y no muestra curvas de temperatura.
- El parche sólo se puede leer a través de NFC.
- Necesitas la aplicación femSense para poder usar un parche.
- El parche sólo debe usarse según las instrucciones de la aplicación.
- Sólo se puede utilizar un parche por ciclo.
- Si la duración del ciclo varía considerablemente, la fiabilidad de femSense puede reducirse.
- El parche debe llevarse en la posición correcta bajo el brazo para garantizar una determinación fiable de la ovulación.
- No aplique el parche hasta que la aplicación se lo indique.
- Aplicar el parche sólo como se describe en las instrucciones de uso.
- Lavar y secar bien la piel de la axila antes de aplicar el parche.
- No utilizar desodorantes o cremas antes de la aplicación.
- No toque la cara adhesiva del parche, ya que puede afectar a la fuerza adhesiva.
- No estire en exceso el parche durante la aplicación, ya que puede causar irritación de la piel.
- Untar bien el parche por todos los lados tras su aplicación.
- Evite usar sujetadores demasiado apretados mientras lleva el parche, ya que pueden causar puntos de presión y afectar a las mediciones.

- El parche debe leerse al menos una vez al día a través de NFC para recibir actualizaciones diarias. Para obtener los mejores resultados, se recomienda leer el parche diariamente por la mañana y por la noche.
- El periodo máximo de aplicación del parche es de 7 días.
- Retirar el parche inmediatamente si se siente incómodo.
- Evite los deportes de alta intensidad u otras actividades que provoquen una sudoración excesiva (sauna/vapor/baño) mientras lleva puesto el parche, ya que puede provocar irritaciones en la piel y disminuir la fuerza adhesiva.
- Evite los baños de sol prolongados y los entornos que puedan afectar significativamente a la temperatura de su superficie durante el uso.
- Puede realizar actividades cotidianas como la higiene personal, el trabajo o el ejercicio ligero con el parche puesto en todo momento
- Después de ducharse, asegúrese de secar el parche con cuidado (lo mejor es dar pequeños toques) para que no se desprenda involuntariamente.
- Después de entrar en contacto con el agua (por ejemplo, en la ducha), asegúrese de dar unas palmaditas firmes en el parche y dejar que se seque bien.



Obligación de informar

Informe al fabricante de todos los incidentes graves (daños, lesiones, infecciones, etc.) que se hayan producido en relación con el producto (por correo electrónico a: support@femsense.com) a la autoridad competente del Estado miembro de la UE en el que resida.

Caducidad del producto y contenido del envase

Parche sensor:

- GTIN (Global Trade Item Number):
 - EU:
 - 1 pieza: 09120095900519
 - 3 pieza: 09120095900502
 - US:
 - 1 pieza (paquete plano): 09120095900274
 - 1 pieza (embrague): 09120095900243

- El parche se suministra en envases de 1 parches.
- El parche es un producto de un solo uso y tiene una caducidad de 2 años.
- El número de lote y la fecha de caducidad se encuentran en la parte inferior del envase del producto.
- El parche se lleva puesto hasta 7 días después de su aplicación.
- El parche es un dispositivo microelectrónico y debe desecharse de acuerdo con la normativa local o devolverse al fabricante para su reciclaje. Consulte la sección **Eliminación** para obtener más información.

Aplicación femSense:

- La app femSense está disponible en la App Store (Apple App Store & Google Play Store) y se actualiza regularmente.
- La aplicación femSense es compatible con todos los parches distribuidos en la UE (excepto Irlanda).

Contenido del envase

- **Parche:** cada envase del producto incluye uno parche (para uno ciclo); los parches se envasan individualmente.
 - **Guía rápida:** cada envase contiene una Guía rápida. Sirve para recordarle cómo utilizar el parche. ¿Usas femSense por primera vez? Entonces consulta nuestras **instrucciones** más abajo.
 - **Aplicación de fertilidad femSense:** la aplicación femSense puede descargarse gratuitamente de la App Store. La necesitas para usar el parche.
 - **Instrucciones de uso de femSense:** el manual de instrucciones electrónico está disponible en papel bajo petición. Póngase en contacto con el servicio de asistencia en support@femsense.com. Las instrucciones de uso le serán enviadas por correo gratuitamente en un plazo máximo de siete días naturales.
-

Medidas de seguridad informática

- Elige una contraseña segura cuando crees una cuenta en la app femSense.
- Puedes cambiar tu contraseña en cualquier momento cerrando sesión en la aplicación y haciendo clic en "He olvidado la contraseña" en la pantalla de inicio de sesión.
- No le des tu smartphone a nadie si no quieres que otras personas puedan ver tu aplicación femSense.
- Una vez que hayas creado tu cuenta femSense, todos tus datos e información del ciclo se almacenan en el backend de femSense.
 - Si cambias de teléfono, puedes iniciar sesión con el nombre de usuario y la contraseña de tu cuenta para acceder a tus datos.
- Si es necesario, puedes eliminar tu cuenta de usuario en el menú de la aplicación femSense. Esto anonimizará tus datos y ya no se podrán asociar contigo. Si deseas eliminar físicamente tus datos, ponte en contacto con nosotros a través del correo electrónico: support@femsense.com
- Mantén la aplicación femSense actualizada si es posible.

Ayuda

Si tiene alguna duda o problema, póngase en contacto con nuestro soporte técnico: support@femsense.com. o pulsa "Contactar soporte técnico" en el menú de la App femSense. En [Centro de ayuda de femSense](#) encontrarás más información que te servirá de ayuda

Descargar la App femSense Fertilidad



Aplicación para iPhone 7 y superior



Android OS 6 y superior con NFC

Los modos de funcionamiento de femSense Fertilidad

femSense Fertilidad ofrece dos modos de funcionamiento,

- Modo quedarse embarazada para las mujeres que quieren quedarse embarazadas y
- Modo de rastreador de bicicletas, que permite a las mujeres seguir su estado de fertilidad.

Cuando te registres en la App femSense, deberás elegir uno de los dos modos. Puedes cambiar esta decisión en cualquier momento en el menú de la App femSense. Según el modo de funcionamiento seleccionado, la visualización de la pantalla "Hoy" y del calendario es ligeramente diferente.

Instrucciones

Una vez que te hayas registrado correctamente y hayas introducido los detalles de tu ciclo, femSense puede calcular el perfil de tu ciclo individual y mostrarte en el calendario cuándo es probable que seas más fértil. La pantalla "Hoy" te indica cuándo puedes aplicarte el parche.



Aplique el parche sólo cuando la aplicación se lo indique. Cuando llegue el día de aplicación del parche (marcado con un símbolo de parche en el calendario), dispondrás de 48 horas para aplicarlo y activarlo.



Nota: esta pantalla puede variar ligeramente en función del modo de funcionamiento seleccionado.



Una vez que llegue el día de pegado del parche, siga estos pasos.

1. Preparación

El parche debe aplicarse sobre la piel limpia y seca (sin crema/desodorante). Se recomienda aplicar el parche después de la ducha. La zona adhesiva también puede limpiarse con un bastoncillo con alcohol adecuado. No obstante, asegúrese de que la piel esté seca antes de la aplicación. Aplique el parche sólo sobre la piel intacta.

2. Buscar posición

La posición correcta del parche es importante para lograr mediciones precisas. Coloque la mano en la cadera y relaje el hombro. La posición correcta del parche es tres dedos de ancho por debajo de la axila, centrado entre la espalda y el pecho.



Nota: Coloque el parche de modo que los lados redondeados queden hacia arriba y hacia abajo.

3. Colocar el parche

Retire la pequeña parte del soporte, asegúrese de que está relajado y aplique el parche en el lugar previamente determinado. Una vez más, asegúrese de que su hombro está relajado y de que su piel no presenta arrugas marcadas en esta zona. A continuación, retire el resto del soporte y presione firmemente el parche por todos los lados.



4. Activar parche


Una vez que hayas aplicado el parche correctamente, puedes activarlo. Para ello, toca "Leer parche" en la aplicación femSense y mantén la parte posterior de tu smartphone con calma sobre el centro del parche durante unos segundos para activarlo. Una vibración confirmará que se ha activado correctamente. Una vez activado, el parche medirá continuamente tu temperatura.

Posición para la comunicación NFC

Dependiendo del fabricante de su teléfono y su sistema operativo (Apple iOS o Android), el smartphone tiene que situarse de manera diferente sobre el parche para una óptima lectura de datos.

iPhone: Mantén la parte trasera del borde superior ligeramente inclinada hacia el centro del parche.

Android: En Android, la antena NFC puede encontrarse en diferentes zonas del smartphone. Situa la zona de la cámara sobre el centro del parche, o la parte trasera del smartphone sobre el centro del parche. Por favor, asegúrate de que tienes NFC encendido. NFC puede activarse en el menú rápido o en la configuración.



5. Leer parche

Tras la puesta en marcha, debe leer el parche al menos una vez al día. Se recomienda hacerlo dos veces al día para obtener actualizaciones periódicas sobre si se ha detectado la ovulación. Para ello, vaya a la pantalla "Hoy" de la aplicación femSense. Pulse sobre "Leer parche" y mantenga el smartphone sobre el parche como se describe en el punto 4 (Activar parche). Los datos de tu temperatura se leerán en el parche y verás si se ha detectado la ovulación. También puedes leer el parche varias veces al día.

6. Quitar parche

El tiempo máximo de uso del parche femSense es de 7 días. La aplicación le informará cuando llegue el momento de quitarse el parche.

Para retirar el parche, es útil humedecerlo con agua tibia para ablandar el adhesivo (por ejemplo, al ducharse o con una toallita). A continuación, puede retirar el parche con cuidado.

Si el parche le resulta incómodo de llevar, o si siente picor o sensación de quemazón, quíteselo.

El Calendario

El calendario de la App femSense es un control de ciclo en el que puedes recibir pronósticos sobre tus próximos períodos, así como sobre tus días fértiles, y también puedes introducir datos tú misma. El calendario también muestra cuándo hay que aplicar el parche.

En el modo **quedarse embarazada**, los días fértiles se marcan con corazones y tus días de periodo predichos se resaltan en rosa claro y oscuro.

En el modo de **rastreador de bicicletas**, los días de alta fertilidad se muestran en rosa. Si su estado de fertilidad no puede ser determinado claramente por femSense, esos días se marcan en azul en el calendario. La visualización de los días de regla es idéntica a la del modo de seguimiento de la fertilidad.

Si femSense ha determinado su ovulación, el día de ovulación está marcado con un anillo rosa.

Si pulsas una fecha en el calendario, te llevará a la vista detallada de ese día en concreto. Pulsando el botón (+) puedes introducir más datos, como el período, enfermedades o actividades deportivas.

Todos los datos introducidos por ti serán tratados de forma absolutamente confidencial y no serán transmitidos a terceros.


Cambiar/borrar entrada


Para modificar o borrar una entrada, seleccione el día correspondiente en el calendario y, a continuación, seleccione la entrada concreta que desea modificar o borrar. Haga clic en los tres puntos de la derecha. Aquí puede seleccionar si desea modificar o borrar la entrada.

Si desea borrar todas las entradas de un día, puede hacerlo para todas las entradas individuales como se ha descrito anteriormente. O desplácese hasta el final del día correspondiente y haga clic en "Borrar todas las entradas".


Tenga en cuenta que la modificación o eliminación de entradas es permanente, no se pueden restaurar.


Explicación de los símbolos


 Periodo (calculado) - Usted tiene su periodo calculado en estos días.


 Periodo (confirmado) - Tuviste el periodo en estos días.


 Ovulación - Su ovulación reconocida en este ciclo.


 Próximo día de aplicación del parche - día en el que se aplicará el próximo parche.


 Parche aplicado - Día en que se aplicó el parche.


 Parche no aplicado - No se aplicó ningún parche en la ventana de tiempo posible.

 Baja fertilidad - Su fertilidad es baja.

 Alta fertilidad - Tu fertilidad es alta. Las relaciones sexuales sin protección pueden provocar un embarazo.

 Fertilidad incierta - Su fertilidad es incierta si no se ha utilizado ningún parche o no se ha confirmado la ovulación.

 Hoy - Hoy en su calendario.

 Entrada - Ha registrado más entradas en este día.

Analítica

La pantalla de análisis proporciona una visión general del control de su ciclo con femSense, la duración media del ciclo y los días de la regla, así como una visión general de los datos introducidos durante el ciclo.

Excluir ciclo

En la pantalla "Análisis", también tiene la opción de excluir ciclos del cálculo del ciclo. Los ciclos excepcionalmente largos o cortos pueden, por ejemplo, distorsionar el cálculo del ciclo y, por tanto, el cálculo de su día de aplicación de parches. Si dichos ciclos son "atípicos", puede excluirlos del cálculo del ciclo. Los motivos de estos ciclos atípicos pueden ser diversos: enfermedad, embarazo, aborto espontáneo, anticoncepción de urgencia o aborto, por ejemplo.

Para ello, seleccione el ciclo correspondiente en "Análisis" y ábralo (haciendo clic en la flecha de la derecha). En la parte inferior encontrará la opción "Excluir ciclo del análisis". Si ha excluido un ciclo por error, puede deshacerlo fácilmente del mismo modo.

Más

En "Más" encontrarás el menú de la aplicación femSense. Está dividido en varias áreas en las que puedes gestionar tu cuenta y encontrar funciones e información adicionales.

En la parte superior, en "**Selección de modo** " puedes elegir entre los dos modos de funcionamiento.

En "**Mi cuenta** " puedes ver los detalles de tu cuenta, desconectarte, cambiar tu contraseña o eliminarla.

En "**Mi cuerpo**" puedes ver y editar tus datos de usuario. También tienes la opción de activar el modo embarazo de la aplicación. En este modo, la pantalla "Hoy" cambia y recibes información sobre el progreso de tu embarazo.

En "**Ajustes** " puedes cambiar entre el sistema métrico y el angloamericano de medidas, cambiar tu región y activar o desactivar las notificaciones.

En "**Ayuda y soporte** " encontrarás las instrucciones de uso, vídeos explicativos y tutoriales de la app femSense. El botón "Preguntas frecuentes" te lleva a las preguntas más frecuentes. Si pulsas sobre "Equipo de soporte", podrás ponerte en contacto con el soporte técnico si tienes algún problema.

En "**Asuntos legales** " encontrarás la política de privacidad, los términos y condiciones y el aviso legal. También puedes ver la versión de tu aplicación femSense aquí.

Mensajes de error

Si la aplicación femSense muestra un mensaje de error, haz una captura de pantalla. Si no puedes resolver el problema por tu cuenta, ponte en contacto con nuestro equipo de asistencia con la captura de pantalla directamente en la aplicación a través de "Contact support" o por correo electrónico a support@femsense.com.

Para poder corregir los errores lo más rápidamente posible, aquí encontrará los mensajes de error más comunes:

- "**READ_FAILED** Error de lectura, inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia."
- "**ACTIVATION_FAILED** El proceso de activación ha fallado, inténtelo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia."
- "**NFC_NOT_ENABLED_ANDROID** La función NFC en este dispositivo está desactivada. Haga clic en Aceptar para activar NFC en los ajustes."
- "**NFC_NOT_AVAILABLE_ANDROID** Su dispositivo no es compatible con NFC. No puedes leer parches femSense con este dispositivo."
- "**NFC_TAG_UNSUPPORTED** Este parche no es compatible con la aplicación femSense. Ponte en contacto con el servicio de asistencia. No tires el parche ni su envoltorio."
- "**DID_INVALIDATE_WITH_ERROR** La lectura ha fallado, por favor inténtelo de nuevo. Intente sostener el teléfono en un ángulo diferente o más cerca del parche. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de asistencia."
- "**PatchSwError** Se ha producido un error de software inesperado en su parche, por favor, quítese el parche pero no se deshaga de él. Póngase en contacto con el servicio de asistencia. No utilice otro parche."
- "**PatchBatteryLow** La batería de su parche está agotada, por favor quítese el parche pero no se deshaga de él. Póngase en contacto con el servicio de asistencia. No utilice otro parche."

Más información

- Términos y condiciones: <https://www.femsense.com/en/agb/>
- Protección de datos: <https://www.femsense.com/en/data-protection/>
- Rescisión: <https://www.femsense.com/en/right-of-cancellation/>
- Aviso legal: <https://www.femsense.com/en/imprint/>

Desechado

Parche:

- El parche se abastece con una pila de botón y por lo tanto se considera un dispositivo electrónico y no debe tirarse a la basura doméstica normal, sino que debe eliminarse de acuerdo con las normas locales de residuos de pilas y aparatos eléctricos.
- El embalaje individual puede ser separado y desechado en los residuos de plástico o papel.

Aplicación:

- Si ya no se utiliza la aplicación femSense, se puede eliminar del dispositivo móvil desinstalando la aplicación mediante el procedimiento de desinstalación estándar del sistema operativo correspondiente (por ejemplo, iOS o Android). Asegúrese de que la aplicación y los datos de la aplicación almacenados localmente se eliminen completamente del dispositivo.
- La desinstalación de la aplicación no elimina automáticamente los datos almacenados en los servidores de femSense. Para obtener información sobre la duración del almacenamiento de datos y los derechos de eliminación, consulte la Política de privacidad de femSense.
- Para eliminar permanentemente su cuenta de usuario y los datos asociados, siga las instrucciones de la configuración de la aplicación o póngase en contacto con support@femsense.com.



Datos técnicos

- Tipo de medidor: sensor de temperatura para la detección de la ovulación
- Lugar de medición: en lateral del pecho bajo el brazo
- Tipo de uso: Producto desechable
- Período de aplicación típico : 7 días
- Condiciones de funcionamiento:
 - Temperatura ambiente: +86 to +104°F (+15 a +40°C)
 - Humedad: 15 a 95%, sin condensación
 - Presión de aire: 86 a 106 kPA
- Condiciones de transporte y almacenamiento:
 - Temperatura ambiente: 32 to 104°F (0 a +40°C)
 - Humedad: 15 a 95%, sin condensación
 - Presión de aire: 86 a 106 kPa
- Compatibilidad del sistema:
 - iPhone: iOS13 o superior en iPhone 7 o modelos superiores
 - Android: Android OS 6.0 Marshmallow o modelos mas recientes en un smartphone habilitado con NFC
- Conexión a Internet mínimo 3G o WIFI
- Garantía: 2 años después de la producción
- Dimensiones: 65 x 60 x 3 mm
- Peso: 3 g
- Fuente de alimentación: Batería de botón de litio de 3 V
- Clasificación IP: IPX5 - Protección contra los chorros de agua de cualquier dirección
- UDI-DI App Store (iOS): 09120095900137
- UDI-DI Play Store (Android): 09120095900144

Compatibilidad electromagnética

Orientación y declaración del fabricante - inmunidad electromagnética

El sistema está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del sistema debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de inmunidad	IEC 60601-1 nivel de prueba	Nivel de Conformidad	NOTA
EN 61000-4-2: Descarga electrostática	Aprobación de la gestión: ± 8 kV	no aplicable	La descarga por contacto debe aplicarse de acuerdo con la norma EN 61000-4-2 debido a las superficies conductoras del DUT.
	Placa de acoplamiento: ± 8 kV	PASE	-
	Descarga de aire: ± 2 kV ± 4 kV ± 8 kV ± 15 kV	PASE	-
EN 61000-4-3: Campos electromagnéticos	10 V/m 80MHz to 2,7 GHz	PASE	-
EN 61000-4-8: Campos magnéticos	-	no aplicable	El dispositivo no es sensible a los campos magnéticos de frecuencia de potencia. No tiene componentes sensibles a los campos magnéticos.

i **Compatibilidad electromagnética**

Orientación y declaración del fabricante - emisiones electromagnéticas

El sistema está diseñado para utilizarse en el entorno electromagnético especificado a continuación. El cliente o el usuario del sistema debe asegurarse de que se utiliza en dicho entorno.

Prueba de emisiones	Gama de frecuencias	Conformidad	Nivel de Conformidad
EN 55011B/ EN 55032B RF Campo de interferencias	30-1000 MHz	Clase B	PASE